

nailclin

Kalknagelbehandeling

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u Nailclin gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u deze later kunt raadplegen.

Wat is Nailclin?

Nailclin is ontwikkeld voor de behandeling van schimmelnagels ("kalknagels") bij volwassenen. Nailclin behandelt kalknagels met klinisch bewezen effectiviteit door toediening van een gepatenteerde formule met een handige kwastpen. De behandeling met Nailclin zorgt voor zichtbare verbetering en vermindert de verkleuring van de nagel, gewoonlijk binnen 4 weken. Nailclin is op basis van natuurlijke ingrediënten. De behandeling is ontworpen voor dagelijkse toepassing, is eenvoudig in gebruik, en is ook effectief ook zonder te vijlen. De vloeistof trekt in de nagelplaat en verandert daar de micro-omgeving waardoor de nagelschimmel niet in staat is om te groeien. Zo kan het lichaam zich ontdoen van het aantaste nagelweefsel en groeit gezond weefsel in de plaats. Nailclin is een medisch hulpmiddel.

Nailclin bestaat uit:

1. Een kwastpen met daarin de Nailclin-formule bestaande uit de ingrediënten: ethanol (ethylalcohol), aqua, witte tijmolie (10%), melkzuur (3,6%), en eucalyptus citriodora-olie (1%).
2. Deze gebruiksaanwijzing met belangrijke informatie over het gebruik van Nailclin.

Hoe Nailclin te gebruiken:

STAP 1: Reinig de aangetaste nagel met water

Zorg ervoor dat de nagel schoon en droog is; verwijder nagellak waar nodig.

STAP 2: Maak de kwastpen gebruiksklaar

Verwijder de gekleurde dop en draai het uiteinde van de pen volgens de pijl (zie afbeelding) totdat de kwastpunt vochtig wordt. Dit vergt meerdere rotaties bij het eerste gebruik.

STAP 3: Breng een dunne laag Nailclin aan op de nagel

Bedek de hele nagel met vloeistof. Vermijd contact met de omringende huid om huidirritatie te voorkomen. Laat de aangebrachte laag een minuut drogen. Sluit de pen af met de dop na elk gebruik.

Herhaal deze stappen elke dag

Behandel tweemaal daags gedurende de eerste maand. Blijf hierna eenmaal daags behandelen zolang de nagel zichtbaar aangetast blijft. De behandeling kan 3 tot 6 maanden of langer duren.

Om zeker te zijn van effectieve dagelijkse behandeling wordt aangeraden om uw dagelijkse toediening op hetzelfde tijdstip of moment van de dag te plannen, bijvoorbeeld na het nemen van een bad of douche, of door een dagelijkse herinnering in te stellen op uw mobiele telefoon. Ter ondersteuning van het genezingsproces wordt het dragen van comfortabele en goed passende schoenen geadviseerd.

Nailclin is ontworpen om voldoende vloeibare substantie te bevatten voor de behandeling van 1 kalknagel gedurende 6 maanden. Wanneer er geen vloeistof meer verschijnt bij het draaien van het uiteinde, is de pen leeg. De pen is niet herbruikbaar en kan weggegooid worden bij het huishoudelijk afval wanneer de pen leeg is of niet langer nodig is.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor een van de ingrediënten.
- Alleen voor uitwendig gebruik; alleen op de nagels aanbrengen.
- Niet gebruiken bij wondjes of slijtingen rondom de nagels.
- In geval van overgevoelige of allergische reactie, pijn, ongemak of andere ongewenste effecten, onmiddellijk stoppen met gebruik.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.
- Niet gebruiken voor de behandeling van meerdere personen.
- Bij contact met de ogen, grondig spoelen met water.
- In geval van inslikken van het product, direct een arts raadplegen.
- Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.
- Bij uitblijven van verbetering na 12 maanden, stoppen met gebruik.
- Bewaren tussen 5 °C en 25 °C en buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum (zie vouwdoos en pen).
- Meld ernstige incidenten rondom het gebruik van Nailclin aan de fabrikant (zie hieronder) en aan uw bevoegde autoriteit voor medische hulpmiddelen (in Nederland: Inspectie van Gezondheidszorg & Jeugd).

Wat is nagelschimmel?

Nagelschimmel (onychomycose), vaak "kalknagel" of "schimmelnagel" genoemd, is een schimmelinfectie van de vinger- of teennagels die leidt tot witte of gele verkleuring van de nagel, nagelverdikking, en in sommige gevallen tot afbraak van de nagel. De infectie komt vaker voor in de teennagels dan de vingernagels. Het is de meest voorkomende ziekte van de nagels en vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle nagelaandoeningen. De infectie wordt meestal veroorzaakt door een type schimmel genaamd dermatofyten, waaronder *T. rubrum* en andere schimmelsoorten. Nagelschimmel kan een hardnekkige aandoening zijn en vereist vaak langdurige behandeling voor volledige genezing.

nailclin

Nail fungus treatment

Please read the user instructions and warnings carefully before use.
Please keep this instructions-for-use leaflet for future reference.

What is Nailclin?

Nailclin is intended for the treatment of nail fungus in adults. Nailclin treats nail fungus with clinically proven effectiveness through application of a patented formula with a practical brush pen. In normal cases, Treatment with Nailclin visibly improves the appearance of the nail within 4 weeks, reducing nail discolouration. Nailclin is based on natural ingredients. The treatment has been designed for daily application and is easy to use. Nailclin is also effective without filing the nail. The liquid saturates the nail plate and restricts fungal growth by creating an unfavourable micro-environment. This way, the body is able to rid itself of the affected nail tissue, replacing it with healthy tissue.. Nailclin is a medical device.

Nailclin consists of:

1. A brush pen containing the Nailclin-formula which is composed of: ethanol (ethyl alcohol), aqua, white thyme oil (10%), lactic acid (3.6%), and eucalyptus citriodora oil (1%).
2. This information leaflet containing important information on the use of Nailclin.

How to use Nailclin:

STEP 1: Clean the affected nail with water

Make sure that the nail is clean and dry; remove any nail polish or lacquers.

STEP 2: Prepare the Nailclin brush pen

Remove the coloured cap and twist the bottom of the pen in the direction of the arrow (see picture) until liquid appears at the brush tip. Upon first use this may take several rotations.

STEP 3: Apply a thin layer of Nailclin to the nail

Cover the entire nail in lotion. Avoid contact with the surrounding skin to avoid skin irritation. Leave the applied layer to dry for one minute. Always reseal the pen with the cap after use.

Repeat these steps every day

During the first month, apply the treatment twice per day. Thereafter, continue treatment by applying the lotion once per day for as long as the nail remains visibly affected. The treatment of nail fungus may take 3 to 6 months or longer.

To ensure effective daily treatment, consider planning your daily application at the same time or moment of the day, for example after taking a bath or shower or by setting a daily reminder on your mobile phone. To support the healing process, wearing comfortable and well-fitting shoes is advised.

Nailclin has been designed to contain enough liquid for a treatment of 1 nail for 6 months. When no more liquid appears when twisting the rotary end, the pen is empty. The device is not reusable and may be disposed of along with regular household waste when empty or no longer needed.

Warnings and precautions:

- Do not use if allergic or hypersensitive to any of the ingredients.
- For external use only; apply to the nails only.
- Do not apply if the infected nail is surrounded by cuts or lesions.
- In case of a hypersensitive or allergic reaction, pain, discomfort, or other undesirable effect, discontinue use immediately.
- Do not use on children below the age of 18 years.
- Do not use for treatment of multiple persons.
- In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water.
- In case of swallowing the product, consult a physician.
- If you wish to use this product during pregnancy or breastfeeding, first consult your general practitioner.
- In case of absence of improvement after 12 months, discontinue use.
- Store between 5° and 25° Celsius and out of sight and reach of children.
- Do not use after the printed expiry date, see carton box or pen label.
- Be sure to report any serious incidents that has occurred in relation to the device to the manufacturer (see carton box) and the competent authority on medical devices of your country (this may be the Ministry of Health).

What is nail fungus?

Nail fungus (onychomycosis) is a fungal infection of the finger- or toenail(s) causing white or yellow nail discolouration, nail thickening, and in some cases disintegration of the nail. Toenails are more often affected than are fingernails. It is the most common disease affecting nails and constitutes about a half of all nail afflictions. The infection is usually caused by a type of fungi called dermatophytes, most often by the species *T. rubrum*, among many others. Nail fungus can be a tenacious condition, often requiring long, persistent treatment to achieve full cure.

Manufacturer & Distributor:
Pronova Laboratories BV
Kruitpad 16
1398 CP Muiden
The Netherlands
www.nailclin.nl

Last revised: Oct 2023

CE 0481
NC16NL101